

Plus de compromis dans le choix de monture grâce au ZEISS progressif Superb.

Le nouveau verre progressif ZEISS Superb s'adapte parfaitement à la monture choisie par le client.

Caractéristiques	ZEISS progressif Classic ★★	ZEISS progressif Plus 2 ★★★	ZEISS progressif Superb ★★★★	ZEISS Individual® FrameFit ★★★★★	ZEISS progressif Individual® 2 ★★★★★
Géométrie variant selon les activités / besoins visuels					★
Prise en compte des paramètres de port réels				★	★
Choix de la longueur du couloir de progression			★	★	★
Meilleure vision binoculaire Synchronisation parfaite des deux images		★	★	★	★
Optimisation à la prescription pour une performance garantie		★	★	★	★
ADN de conception ZEISS	★	★	★	★	★
Surfaçage numérique freeform	★	★	★	★	★

Disponibilité du produit	Blanc	PhotoFusion®	Solaire	Polarisant	Sport (galbé)
Organique 1.74	●				
Organique 1.67	●	●	●		
Organique 1.6	●	●	●	●	●
Organique 1.5	●	●	●	●	●

Informations plus détaillées sur les gammes dans votre catalogue ZEISS.

Carl Zeiss Vision France SAS

Siège social et laboratoire de fabrication
7 rue Augustin Fresnel - CS 60610
35306 Fougères Cedex

Siège commercial et showroom
64 rue Tiquetonne
75002 Paris



We make it visible.

www.zeiss.fr/vision

L'instant où vos lunettes s'inscrivent parfaitement dans votre style.

Nous travaillons pour cet instant là.



ZEISS Progressif Superb avec la technologie FrameFit® :

- Liberté totale dans le choix de monture.
- Verres fins et légers pour une esthétique irréprochable.
- Garantie d'adaptation avec la progression personnalisée.

www.zeiss.fr/vision



We make it visible.

Le nouveau verre ZEISS progressif Superb : une vision parfaite et un choix de montures illimité.

Quelle que soit la monture choisie, petite, grande, cerclée, nylon ou percée, la technologie FrameFit® de ZEISS offre à chaque client une longueur de couloir personnalisée, permettant une combinaison parfaite entre la monture, la prescription et les besoins du porteur.

Les verres progressifs standards se limitent à deux longueurs de couloir : long et court. Ces deux types de design ne sont pas en mesure d'offrir une vision optimale pour toutes les tailles de monture. Le progressif ZEISS Superb vous permet d'offrir une vision parfaite à vos clients.

La technologie FrameFit® vous permet d'adapter la longueur du couloir de progression aux besoins de chacun de vos clients. Le résultat : des champs de vision larges et équilibrés, adaptés à la monture choisie. Vos clients bénéficient d'une adaptation rapide.

ZEISS progressif Superb en un coup d'œil :

- 1 Technologie FrameFit® de ZEISS pour une longueur de couloir personnalisée (par palier de 0,1 mm).
- 2 La monture, le verre et la prescription combinés à la perfection.
- 3 Optimisation à la prescription point par point.
- 4 Technologie C.O.R.E. 2 permettant une meilleure prise en compte du centre de rotation de l'œil pour chaque porteur.
- 5 Procédure de commande simple.
- 6 Prisme d'allègement individualisé.
- 7 Disponible avec la technologie i.Scription®.

Les avantages pour le client :

- 1 Libre choix de monture.
- 2 Meilleure perception des reliefs et des contrastes.
- 3 Vision binoculaire améliorée.
- 4 Adaptation facile grâce à ses faibles zones d'aberration.
- 5 Des verres plus fins et plus plats pour une plus belle apparence.
- 6 Champ de vision de loin dégagé et vision de près stabilisée.
- 7 Fatigue visuelle limitée pour les porteurs permanents.
- 8 Meilleure vision de nuit (si combiné avec la technologie i.Scription®).

Vos avantages :

- 1 Libre choix de la longueur du couloir de progression grâce à la technologie FrameFit®.
- 2 Adaptation immédiate pour une satisfaction client garantie.
- 3 Prise de commande simple.

Vous décidez de la méthode de commande.

Commandez les verres ZEISS progressif Superb rapidement et simplement avec un Optima, ou en mode expert avec une valeur FrameFit® précise au 10^{ème} de mm. A vous de choisir !

Options de commande ZEISS progressif Superb.

Commande	COMMANDE SIMPLE		COMMANDE EXPERT		
	Aucun paramètre renseigné	Sans valeur FrameFit® Avec Optima	Avec valeur FrameFit® Sans Optima	Avec valeur FrameFit® Avec Optima	
	▼	▼	▼	▼	
Livraison	Par défaut : Livraison d'un FrameFit® de 4.0	On choisit la longueur de couloir adaptée à la hauteur de montage et à la forme transmise.	Livraison du FrameFit® commandé.	Contrôle interne de faisabilité ZEISS avant la livraison.	
		▼		▼	
Détails	Hauteur minimum de 18 mm	Hauteur de montage	FrameFit® livré	Hauteur de montage	FrameFit® max.
		14.0	0.0	14.0	0.0
		15.0	1.0	14.1	0.1
		16.0	2.0
		17.0	3.0	18.0	4.0
		18.0	4.0
				19.9	5.9
				20.0	6.0

Cette valeur FrameFit® peut être déterminée de manière précise grâce au système de centrage ZEISS i.Terminal 2®.

La gravure ZEISS progressif Superb.

Type de verre et matériaux* : S = ZEISS progressif Superb 60 = organique 1.6	S60	
Addition* : 27 = 2.75 D	27	
FrameFit®* : 40 = 4.0	40	

* Les valeurs indiquées le sont à titre d'exemple.