

## Teintes solaires ZEISS

### Le mariage de l'esthétique et du fonctionnel

Les lunettes sont un accessoire de mode qui souligne le style de celui ou celle qui les porte. Toute personne portant des lunettes cherche un équipement qui lui assure une vision optimale et un style unique.

87 % des consommateurs portent des lunettes de soleil par souci d'esthétique, lors d'occasions formelles comme informelles 1. La collection Urban de ZEISS, dont les bénéfices principaux sont le look et le style individuel, est destinée à toutes ces personnes cosmopolites qui portent des lunettes de soleil quelles que soient la saison et l'intensité lumineuse. La diversité de la gamme de verres teintés de ZEISS permet de toujours offrir une solution adaptée et de grande qualité, pour un effet sur-mesure. Chaque collection contient une sélection prédéfinie de verres teintés, parfaitement adaptée à l'intensité de la lumière et aux besoins caractéristiques de chaque situation.

### La gamme de verres solaires ZEISS :


- ✓ Une grande variété de teintes – 34 unies, 18 dégradées et 3 teintes Skylet.
- ✓ Des catégories de filtres de 0 à 4, couvrant l'ensemble des catégories de filtres : de 0 à 97 % d'absorption de la lumière
- ✓ Une gamme de teintes disponible pour de nombreux matériaux (indices : 1,5 ; 1,6 et 1,67).
- ✓ Une expertise de teintes au modèle
- ✓ Protection UV 100 % en toutes circonstances

## Gamme de teintes



### Teintes claires

Dans la catégorie de filtre 0 : absorption lumineuse comprise entre 0 et 20 %, ZEISS propose des teintes unies conçues spécialement pour les faibles intensités lumineuses, mais toujours avec une protection UV de 100 %.



Teintes de mode de la catégorie Filtre 1 (20 – 57%), Space Blue et Happy Yellow.

### Teintes tendance et choix de teintes au modèle

Les clients désirent souvent des teintes tendance, qui soulignent l'originalité de leur style. Outre des couleurs vibrantes telles que jaune et bleu, ZEISS offre également un service de teintes au modèle, pour combler tous les souhaits de nos clients en matière de teinte. Contactez-nous pour en savoir davantage.



### Teintes de protection solaire classique pour des conditions de lumière modérée à forte

Dans les catégories de filtre 2 et 3 : absorption lumineuse comprise respectivement entre 57 et 82 % et entre 8 et 92 %, ZEISS propose une vingtaine de teintes unies et dégradées conçues spécialement pour les intensités lumineuses moyennes à forte, toujours avec une protection UV de 100 %. Pour être à la pointe de la mode, il est possible de combiner le traitement [DuraVision Mirror](#) aux verres de catégorie 2 et 3.



### Skylet® – protection solaire avec accentuation des contrastes

Les verres de protection solaire Skylet ont été conçus spécialement pour des conditions demandant une protection plus élevée contre le rayonnement UV et l'éblouissement, ainsi qu'un excellent contraste.

[> Pour en savoir plus](#)

## Produits associés



### **DuraVision® Sun**

ZEISS DuraVision Sun pour réduire la réflexion des UV en face arrière, développé pour les verres teintés.

[En savoir plus](#)



### **DuraVision® Mirror**

ZEISS DuraVision Mirror, 8 couleurs de miroir possibles en face avant.

[En savoir plus](#)



### **Verres ZEISS avec la technologie UVProtect**

Protection UV totale dans les verres ZEISS du quotidien.

[En savoir plus](#)

ZEISS est l'un des principaux fabricants mondiaux de verres de lunettes et s'engage à offrir un maximum de précision et de confort. ZEISS conçoit et produit des verres, des instruments et des systèmes de mesure, ainsi que des concepts de vente au détail et des services technologiques qui continuent d'élever la barre en matière de soins de la vue.

### **Contactez-nous pour commencer**

Service à la clientèle ZEISS

[800-268-6489](tel:800-268-6489)

[Email](#)



<sup>1</sup> © GfK 2015 | OMO Optical Monitor Winter Trends 2014/15 March 1, 2015 - Simone Cornelsen, Giampaolo Falconio Source: Yougov Omnibus research, Feb 2015



---

#### Explorer

Comprendre la vision  
Santé + prévention  
Style de vie + mode  
Conduite + mobilité  
Sport + loisirs  
Vie professionnelle

#### M'aider à choisir

Lunettes de lecture + lunettes pour la vision de loin  
Verres progressifs  
Lunettes de soleil  
Lunettes de travail  
Lunettes de sport  
Lunettes pour enfants  
Traitements des verres  
Nettoyer ses verres de lunettes  
Chez l'opticien

#### Services

Mon Profil Visuel  
Dépistage des troubles visuels en ligne

#### Pour les professionnels de la vue

Instruments + technologies  
Verres de lunettes ZEISS  
Solutions de nettoyage ZEISS